

NOMBRE DEL PRODUCTO
Nombre Común: Kit de Prueba Combinada para el Antígeno del SARS-CoV-2, la Gripe A/B y el VSR
(Inmunoensayo Cromatográfico con Oro Coloidal)

REF MF-71

¿QUÉ ANALIZA EL KIT?

El Kit de Prueba Combinada para el Antígeno del SARS-CoV-2, la Gripe A/B y el VSR fluorecare® es aplicable a la detección cualitativa simultánea y a la diferenciación del nuevo Coronavirus (antígeno del SARS-CoV-2), del virus de la gripe A, del antígeno del virus de la gripe B y/o del antígeno del VSR en muestras de hisopos nasales de la población en *in vitro*. Puede ser utilizado como ayuda para realizar un diagnóstico de la enfermedad por infección por coronavirus (COVID-19), causada por el SARS-CoV-2, en pacientes sintomáticos en los 7 días siguientes a su aparición. También puede utilizarse como ayuda en el diagnóstico de enfermedades causadas por la gripe A/B o el VSR.

Solo para uso diagnóstico *in vitro*. Para uso de autodiagnóstico.**REQUISITOS SOBRE LA EDAD DEL USUARIO**

Este kit es adecuado para adultos y niños mayores de 2 años. Los menores de 2 a 14 años no pueden utilizarlo por sí mismos. Este kit debe ser utilizado por adultos o padres (18-60 años) para la recolección de muestras y la realización de pruebas. Las personas jóvenes de 14 a 17 años pueden utilizar este kit para la recolección de muestras y la realización de pruebas. Los padres o supervisores deben asegurarse de que los usuarios comprendan detalladamente los requisitos de las instrucciones y observar si el procedimiento del usuario es correcto. En el caso de adultos mayores de 75 años o más, se recomienda que los familiares o tutores (de 18 a 60 años) utilicen este kit para la recolección de muestras y el análisis de las mismas.

SOBRE EL COVID-19

Los nuevos coronavirus pertenecen a la variante Beta. COVID-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria aguda. Las personas son generalmente susceptibles. Adicionalmente, los pacientes infectados con coronavirus tienen la posibilidad de transmitir la enfermedad a otras personas. Los sintomas también pueden ser una fuente de infección. Según la investigación epidemiológica actual, el período de incubación es de 1 a 14 días, la mayoría de 3 a 7 días. Los principales síntomas son fiebre, fatiga y los seca. En unos pocos casos se observa congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, mialgia y diarrea.

PRINCIPIO

El antígeno del SARS-CoV-2, de la gripe A/B y del VSR se detecta cuantitativamente en muestras de hisopos nasales de la población mediante el método de oro coloidal. Después de añadir la muestra, el antígeno del SARS-CoV-2 (o Gripe A/B y VSR) marcado con oro coloidal al anticuerpo anti-anticuerpo del SARS-CoV-2 (o Gripe A/B y VSR) marcado con oro coloidal en la almohadilla de unión para formar el complejo de antígeno del SARS-CoV-2 (o Gripe A/B y VSR)-anticuerpo-oro coloidal. Debido a la cromatografía, el complejo de antígeno del SARS-CoV-2 (o Gripe A/B y VSR)-anticuerpo-oro coloidal se difunde a lo largo de la membrana de nitrocelulosa. Dentro de la zona de la línea de detección, el complejo de antígeno del SARS-CoV-2 (o Gripe A/B y VSR)-anticuerpo se une al anticuerpo encerrado en la zona de la línea de detección, apareciendo una línea de color rojo púrpura. El anticuerpo marcado con oro coloidal contra el antígeno del SARS-CoV-2 (o Gripe A/B y VSR) se difunde a la región de la línea de control de calidad (C) y es capturado por la IgG de oveja anti-ratón para formar líneas rojas. Una vez finalizada la reacción, los resultados pueden ser interpretados visualmente.

ASEGUÍRESE DE QUE SU KIT DE PRUEBA CONTENGA

1. Tarjeta de prueba
2. Instrucciones de uso
3. Hisopos nasales estériles
4. Tubo de tratamiento de muestras pre cargado

ESPECIFICACIONES

1 prueba/caja, 2 pruebas/caja, 5 pruebas/caja

	REF-MF-71-1	REF-MF-71-2	REF-MF-71-5	Componentes
Componentes	1Prueba/caja	2Prueba/caja	5Prueba/caja	Componentes principales
Tarjeta de prueba (Incluyendo el desecante)	1 casset	2 cassetes	5 cassetes	Cada tarjeta de prueba se compone principalmente de la tarjeta de prueba y la almohadilla de unión. La tarjeta de prueba se recubrirá con una capa de oro coloidal que contiene anticuerpos dirigidos contra el SARS-CoV-2 o la gripe A/B recubiertos de oro coloidal. La almohadilla de unión se incluye para la adhesión de la muestra y la eliminación de la humedad excesiva.
Instrucciones de uso	1 copia	1 copia	1 copia	/
Hisopos nasales estériles	1 pieza	2 piezas	5 Piezas	/
Tubo de tratamiento de muestras pre cargado	1 tubo	2 tubos	5 tubos	Solución salina normal, 0,5 ml por tubo.

Información específica del hisopo nasal estéril:

Fabricante	CTI TESTEST Labware Ltd	Shenzhen Miledlab Co., Ltd	Bioinnova Limited	Huachenyang (Shenzhen) Biotechnology Co.,Ltd	Medico Technology Co.,Ltd
Representante autorizado	Wellkjang	SUNGO Europe B.V.	CMC MEDICAL DEVICES & DRUGS, S.L.	R Sight B.V.	Wellkjang Ltd
Métodos esterilizaciones	Esterilizado mediante óxido de etileno	Esterilizada mediante óxido de etileno	Esterilizada mediante óxido de etileno	Esterilizada mediante óxido de etileno	Esterilizado con óxido de etileno
Marcazo CE	CE 0197	CE 0197	CE 0197	CE 0431	CE 0232

QUÉ MÁS NECESA?

Temporalmente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y FECHA DE CADUCIDAD


1. El kit de prueba debe almacenarse a 2-30 °C en un lugar seco y protegido de la luz. El kit de prueba es válido durante 18 meses.

2. La tarjeta de prueba debe permanecer dentro de la bolsa sellada hasta su uso. Una vez abierto la bolsa de la tarjeta de prueba, la prueba debe realizarse dentro de 1 hora.

¿CÓMO UTILIZAR LA PRUEBA?

Deshidrata sus manos con un desinfectante después de lavarse las manos. Lave el tablero sobre el que se realizará la prueba. Antes de realizar la prueba, lea atentamente las instrucciones de uso, y restituya el kit de prueba a temperaturas ambiente (20-25 °C) antes de utilizar. La prueba debe realizarse a temperaturas entre 20 y 25 °C. Si el kit se saca del refrigerador, déjelo reposar a temperatura ambiente (20-25 °C) durante 5 minutos antes de realizar la prueba.

1. Gire la tapa del tubo de tratamiento de muestras y retire el tapón azul interior. El propósito del tapón azul es evitar que el producto gotee durante el transporte, ¡debe retirar el tapón azul antes de usarlo! Introduzca el tubo de tratamiento en el orificio del kit o utilice otros elementos para mantener el tubo de tratamiento en su lugar.



2. Abra la bolsa de aluminio, saque la tarjeta de prueba y utilícela lo antes posible dentro de 1 hora.

3. Recolección de muestras.

Método de recolección con hisopo nasal:

1) Retire cuidadosamente el hisopo nasal estéril del envase. Evite tocar el extremo de la punta. Introduzca el hisopo nasal en la fosita nasal izquierda hasta una profundidad de 2,5 cm (1 pulgada) desde el borde de la fosita.

2) Gire el hisopo nasal en la pared de la fosita nasal (membrana mucosa) 5 veces para garantizar un muestreo adecuado.



3) Retira el hisopo nasal de la fosita nasal derecha con el mismo hisopo nasal, recolectando muestras de ambas fosas nasales para garantizar una muestra adecuada.

4. Coloque la muestra del hisopo en el tubo, luego rompa el hisopo en el fondo del hisopo y deje la mitad inferior en el tubo de tratamiento. Cierre el tapón.

5. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

6. Coloque el hisopo en el tubo de tratamiento de muestras. Coloque el hisopo en el tubo de tratamiento de muestras y girelo rápidamente 60 veces en la solución de muestra tratada. Los picollos marcados con una "S" bajo los caracteres COVID-19, Gripe A/B o VSR son los picollos de muestra. Puede añadir 3 picollos de muestra al mismo tiempo para detectar 3 tipos diferentes de antígenos, o puede añadir solo un picollo de muestra para detectar 1 tipo de antígeno. ¡Nota! Se pueden añadir 2 gotas de la solución de muestra tratada en cada picollo de muestra! ¡La adición de una cantidad excesiva o insuficiente de la solución de muestra tratada puede dar lugar a resultados no válidos!

Una vez añadida la muestra, el tapón, el terminal superior del tapón y el tubo se vuelven a tapar en el tubo de tratamiento y son tratados como contaminantes.

7. Coloca el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

8. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

9. Coloca el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

10. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

11. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

12. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

13. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

14. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

15. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

16. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

17. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

18. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

19. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

20. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

21. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

22. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

23. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

24. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

25. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

26. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

27. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

28. Sacude el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra reaccione. Desenrosque el terminal de la parte superior del tapón. Si no se desenrosca el terminal de la parte superior de la tapa, y si no se retira el tapón azul del interior del tubo de tratamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido!

fluorecare®

CE 2934

SARS-CoV-2 & Influenza A/B & RSV Antigen Combo Test Kit

NOME DI PRODOTTO

Nome comune: SARS-CoV-2 & Influenza A/B & RSV Antigen Combo Test Kit (Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay)

REF MF-71

CHE COSA RILEVA IL KIT?
Il kit fluorecare® SARS-CoV-2 & Influenza A/B & RSV Antigen Combo Test è destinato alla rilevazione qualitativa in vitro e la differenziazione simultanea del nuovo coronavirus (antigene SARS-CoV-2), del virus dell'influenza A e dell'influenza B e dell'antigene RSV nei campioni raccolti tramite tampono nasale.

Può essere utilizzato come riferimento per la diagnosi della malattia infettiva da coronavirus (COVID-19) causata da SARS-CoV-2 rilevata negli individui sintomatici entro 7 giorni da quando appaiono le sindromi. Può anche essere utilizzato come riferimento durante la diagnosi di malattie cause da influenza A/B o RSV.

Solo per la diagnostica in vitro.

Solo per autodiagnosi.

REQUISITO DI ETÀ DELL'UTENTE

Questo kit è adatto agli individui di età superiore ai 2 anni.
Le persone di età compresa tra 2 e 14 anni non possono eseguire il test da sole. La raccolta e l'analisi del campione con questo kit devono essere effettuate da adulti o genitori (con età tra 18-60 anni).

Le persone di età compresa fra 14 e 17 anni possono utilizzare questo kit per la raccolta e l'analisi del campione da sola, a condizione che siano sotto la supervisione di adulti o genitori (con età tra 18-60 anni), questi ultimi devono assicurarsi che l'individuo che usa il test comprenda bene i requisiti previsti dalle istruzioni d'uso e segua la procedura correttamente.

Per le persone di età superiore a 75 anni, si consiglia che i suoi familiari o i badanti (con età tra 18-60 anni) effettuino la raccolta e l'analisi del campione.

INFORMAZIONI SU COVID-19
Il nuovo coronavirus appartiene al genere β. Il COVID-19 è una malattia infettiva respiratoria acuta. Le persone sono generalmente suscettibili all'infezione. Al giorno d'oggi gli individui positivi del nuovo coronavirus sono la principale fonte di infezione. Anche gli individui asintomatici possono essere fonte di infezione. In base ai risultati delle indagini epidemiologiche, il periodo di incubazione va da 1 a 14 giorni, e nella maggior parte dei casi da 3 a 7 giorni. Le sindromi principali includono febbre, spossatezza e tosse secca. In alcuni casi si riscontrano congesti nasale, rinorrea, mal di gola, malitia e diarrea.

PRINCIPIO DI BASE
L'antigene di SARS-CoV-2 & Influenza A/B & RSV viene qualitativamente rilevato nei campioni raccolti tramite tamponi nasali con il metodo dell'oro colloidale. Dopo l'aggiunta del campione, l'antigene di SARS-CoV-2 (o Influenza A/B & RSV) nel campione da testare si combina con l'anticorpo anti SARS-CoV-2 (o influenza A/B & RSV) marcato con oro colloidale per formare il complesso oro colloidale-Ag-Ag SARS-CoV-2 (o influenza A/B & RSV). Tramite la cromatografia, il complesso oro colloidale-Ag-Ag SARS-CoV-2 (o influenza A/B & RSV) si diffonde lungo la membrana della nitrocellulosa. All'interno dell'area della linea di rilevazione, il complesso oro colloidale-Ag-Ag SARS-CoV-2 (o influenza A/B & RSV) si lega all'anticorpo racchiuso all'interno dell'area della linea di rilevazione, mostrando una banda rossa porpora. L'anticorpo marcato con oro colloidale anti SARS-CoV-2 (o influenza A/B & RSV) si diffonde nell'area della linea di controllo della qualità (C) e viene catturato dalle IgG anti-topo di pecora per formare bande rosse. Al termine della reazione, i risultati possono essere interpretati mediante controllo visivo.

ASSICURARSI CHE IL KIT DI TEST CONTENGA

- 1 Cassetta del test
- 2 Soluzioni di trattamento del campione
- 3 Tamponi nasale sterile
- 4 Provetta per il trattamento del campione

SPECIFICHE

- 1 Test/scatola, 2 Test/scatola, 5 Test/scatola

Componenti	REF MF-71-1	REF MF-71-2	REF MF-71-5	Componenti principali
	1 Test/scatola	2 Test/scatola	5 Test/scatola	
Cassetta del test (compresa l'assiccante)	1 cassetta	2 cassette	5 cassette	Ogni cassetta del test è composta principalmente da una cerniera di plastica e uno stelo. La membrana di nitrocellulosa è rivestita con un anticorpo anti-SARS-CoV-2, RSV e Influenza A/B, e il tampono sterilizzato contiene un anticorpo anti-SARS-CoV-2, RSV e Influenza A/B marcato con oro colloidale. I componenti: PVC e carta assorbente.
Istruzioni per l'uso	1 copia	1 copia	1 copia	/
Tamponi nasale sterile	1 pezzo	2 pezzi	5 pezzi	/
Provetta pre-riempita per il trattamento dei campioni	1 provetta	2 provette	5 provette	Soluzione salina normale 0,5 ml per provetta.

COME LEGGERE I RISULTATI?

1. Positivo all'antigene COVID-19 o RSV: Due bande rosse, sia la linea di rilevazione (linea T) che la linea di controllo qualità (linea C) presentano il colore.

NOTA: Non importa se la linea (T) è più chiara o più scura dell'altra; il risultato è sempre "Positivo".

2. Positivo all'influenza A/B: Se la linea A e la linea di controllo (linea C) sono colorate, l'individuo è positivo all'influenza A. Se la linea B e la linea di controllo (linea C) sono colorate, l'individuo è positivo all'influenza B. Se la linea A, la linea B e la linea di controllo della qualità (linea C) sono colorate, l'individuo è positivo sia all'influenza A che all'influenza B.


NOTA: Non importa che la linea A o la linea B sia più chiara o più scura delle altre due, il risultato è sempre "Positivo".

3. Negativo: Una sola banda rossa, solo la linea di controllo qualità (linea C) si colora.

4. Non valido: La linea di controllo qualità (linea C) nella finestra di osservazione non mostra nessun colore, indicando che il test non è valido.

Se il nuovo test risultava ancora non valido, si prega di contattarci tramite e-mail: bio@micropf.com.

Inserire la provetta di trattamento nel foro del supporto fornito col kit o utilizzare altri oggetti per tenere il tubo in posizione verticale.



2. Aprire la busta di alluminio, estrarre la cassetta del test e utilizzarla al più presto, ovvero entro 1 ora.

3. Raccolta del campione

Metodo di raccolta del tampono nasale:

- 1) Estrarre con cautela il tampone nasale sterile dalla confezione (Evitare di toccare l'estremità in cotone del tampone). Inserire il tampone nasale per 2,5 cm (1 pollice) nella narice sinistra.



2) Ruotare il tampone nasale sulle pareti nasali (membrana mucosa) 5 volte per garantire che il campionamento sia avvenuto correttamente.



3) Ripetere il procedimento nella narice destra con lo stesso tampone nasale, al fine di estrarre un prelievo da entrambe le narici e assicurarsi che il campionamento sia avvenuto correttamente.




4) Inserire il campione del tampono nella provetta, quindi spezzare il bastoncino del tampono e inserire la parte inferiore del tampone nella provetta di trattamento. Riavvitare il tappo.



5) Spremere il tampone 10 volte contro la parete della provetta, quindi attendere 1 minuto per la reazione del campione. Svitare il terminale sulla parte superiore del tappo. Se il terminale sulla parte superiore del tappo non viene evitato o se il tappo blu all'interno della provetta di trattamento del campione non viene rimosso, non sarà possibile far gocciolare il liquido! Ogni pozzetto della cassetta del test richiede 2 gocce (circa 0,6 ml) della soluzione del campione trattata. I aggiunti di una quantità eccessiva o insufficiente della soluzione del campione trattata può invalidare i risultati del test!

6) Dopo l'aggiunta del campione, il tappo, il terminale sulla parte superiore del tappo e il tappo blu potranno essere tutti nuovamente riposizionati nella provetta di trattamento e smaltiti come rifiuti speciali.




7) Estrarre il tampone 10 volte contro la parete della provetta, quindi attendere 1 minuto per la reazione del campione. Svitare il terminale sulla parte superiore del tappo. Se il terminale sulla parte superiore del tappo non viene evitato o se il tappo blu all'interno della provetta di trattamento del campione non viene rimosso, non sarà possibile far gocciolare il liquido! Ogni pozzetto della cassetta del test richiede 2 gocce (circa 0,6 ml) della soluzione del campione trattata. I aggiunti di una quantità eccessiva o insufficiente della soluzione del campione trattata può invalidare i risultati del test!

8) Dopo l'aggiunta del campione, il tappo, il terminale sulla parte superiore del tappo e il tappo blu potranno essere tutti nuovamente riposizionati nella provetta di trattamento e smaltiti come rifiuti speciali.




9) Spremere il tampone 10 volte contro la parete della provetta, quindi attendere 1 minuto per la reazione del campione. Svitare il terminale sulla parte superiore del tappo. Se il terminale sulla parte superiore del tappo non viene evitato o se il tappo blu all'interno della provetta di trattamento del campione non viene rimosso, non sarà possibile far gocciolare il liquido! Ogni pozzetto della cassetta del test richiede 2 gocce (circa 0,6 ml) della soluzione del campione trattata. I aggiunti di una quantità eccessiva o insufficiente della soluzione del campione trattata può invalidare i risultati del test!

10) Dopo l'aggiunta del campione, il tappo, il terminale sulla parte superiore del tappo e il tappo blu potranno essere tutti nuovamente riposizionati nella provetta di trattamento e smaltiti come rifiuti speciali.



11) Estrarre il tampone 10 volte contro la parete della provetta, quindi attendere 1 minuto per la reazione del campione. Svitare il terminale sulla parte superiore del tappo. Se il terminale sulla parte superiore del tappo non viene evitato o se il tappo blu all'interno della provetta di trattamento del campione non viene rimosso, non sarà possibile far gocciolare il liquido! Ogni pozzetto della cassetta del test richiede 2 gocce (circa 0,6 ml) della soluzione del campione trattata. I aggiunti di una quantità eccessiva o insufficiente della soluzione del campione trattata può invalidare i risultati del test!


12) Dopo l'aggiunta del campione, il tappo, il terminale sulla parte superiore del tappo e il tappo blu potranno essere tutti nuovamente riposizionati nella provetta di trattamento e smaltiti come rifiuti speciali.



13) La cassetta deve essere tenuta a temperatura ambiente per 15 minuti per poter osservare i risultati, ma i risultati rilevati dopo i 20 minuti non saranno validi. Se la lettura dei risultati avviene dopo 20 minuti, i dati potrebbero essere errati o non validi. Durante l'attesa, non toccare o muovere la cassetta.




14) Risultato errato!



ADOTTARE MISURE DI SICUREZZA DURANTE IL TEST PER PREVENIRE LA TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE

1. Una volta conclusa la lettura del risultato e il test, posizionare gli articoli usati in un sacchetto di plastica, sigillare il sacchetto e metterlo in un altro sacchetto di plastica per gettarlo via. Utilizzare il disinsettante per le mani.



2. Si prega di completare il procedimento sopra descritto da soli ed in una stanza isolata.

COME LEGGERE I RISULTATI?

1. Positivo all'antigene COVID-19 o RSV: Due bande rosse, sia la linea di rilevazione (linea T) che la linea di controllo qualità (linea C) presentano il colore.

NOTA: Non importa se la linea (T) è più chiara o più scura dell'altra; il risultato è sempre "Positivo".

2. Positivo all'influenza A/B: Se la linea A e la linea di controllo (linea C) sono colorate, l'individuo è positivo all'influenza A. Se la linea B e la linea di controllo (linea C) sono colorate, l'individuo è positivo all'influenza B. Se la linea A, la linea B e la linea di controllo della qualità (linea C) sono colorate, l'individuo è positivo sia all'influenza A che all'influenza B.

NOTA: Non importa che la linea A o la linea B sia più chiara o più scura delle altre due, il risultato è sempre "Positivo".

3. Negativo: Una sola banda rossa, solo la linea di controllo qualità (linea C) si colora.

4. Non valido: La linea di controllo qualità (linea C) nella finestra di osservazione non mostra nessun colore, indicando che il test non è valido.

Se il nuovo test risultava ancora non valido, si prega di contattarci tramite e-mail: bio@micropf.com.

COS'ALTRO TI SERVE?

Un timer.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E DATA DI SCADENZA

1. Conservare il kit a una temperatura compresa tra -20-30°C in un luogo asciutto e al riparo dalla luce. Il kit è valido per 18 mesi.

2. La cassetta del test deve rimanere nella busta sigillata fino al momento dell'uso. Una volta aperta la busta, il test deve essere eseguito entro 1 ora.

COME ESEGUIRE IL TEST?

Usare un disinsettante per disinsettare le mani dopo averle lavate. Pulire il piano del tavolo su cui verrà eseguito il test.

Prima di eseguire il test, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, e aspettare che il kit e i campioni raggiungano la temperatura ambiente (20-25°C) prima dell'uso. Il test deve essere eseguito a 20-25°C. Se il kit viene rimosso dal frigorifero, lasciarlo tornare a temperatura ambiente (20-25°C) 5 minuti prima di eseguire il test.

3. Svitare il tappo della provetta di trattamento del campione e rimuovere il tappo blu interno. Lo scopo del tappo blu è quello di impedire la fuoriuscita del prodotto durante il trasporto; il colore tappo blu deve essere tolto prima dell'utilizzo!

4. Preparare la provetta di trattamento del campione.

5. Eseguire il test secondo le istruzioni per l'uso.

6. Attendere 15 minuti per la reazione del campione.

7. Leggere i risultati.

8. Conservare il kit a una temperatura compresa tra -20-30°C in un luogo asciutto e al riparo dalla luce. Il kit è valido per 18 mesi.

9. La cassetta del test deve rim